

STÉRILISATION

by *santest*



Dans l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales, il s'agit d'apporter les connaissances théoriques et pratiques afin de maîtriser les circuits de stérilisation ou de désinfection des dispositifs réutilisables.

Objectifs

- Décontaminer, laver tous les instruments et dispositifs utilisés dans les établissements de soins.
- Stériliser ou désinfecter afin de proposer des dispositifs stérilisés ou propres selon les normes aux utilisateurs.

Contenu de la formation

- Maîtriser les circuits de ramassage des DM.
- Expliquer le fonctionnement et les cycles d'autoclave.
- Expliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité en stérilisation.
- Reconstituer et conditionner les plateaux opératoires et autres plateaux de soins.
- Expliquer l'usage des produits adaptés à chaque étape du traitement.
- Organiser le rangement et le stockage des dispositifs stérilisés.
- Organiser le recensement, l'enregistrement et la traçabilité.

Méthodes pédagogiques

Méthodes actives et participatives avec exposés théoriques.

Une documentation pédagogique sera mise à disposition de chaque participant.

Évaluation

Une évaluation en fin de formation sous forme de questionnaire individuel permet de mesurer l'atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires. Un tour de table en début et fin de formation sera également effectué

Attestation du suivi de la formation

Cette formation donne lieu à la délivrance d'une attestation individuelle à son issue.

Public :

Nouveaux agents ou en poste de moins d'1 an dans un service de stérilisation, soignant des services de soins

Aucun prérequis

Durée : 1 journée de formation soit 7h

Tarif : sur devis, nous contacter

Délais d'accès : 1 mois sous réserve de disponibilités communes