

DÉSINFECTION DES ENDOSCOPES ET BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE

by *santest*



Cette formation vous permettra d'identifier et de maîtriser les recommandations de bonnes pratiques concernant les différents endoscopes et les produits utilisés dans ce domaine ainsi que les différents types de désinfections et pratiques en matière d'hygiène et de traçabilité.

Objectifs

- Acquérir les principes de la démarche corrective d'analyse et de réduction des dysfonctionnements ou situations indésirables.
- Identifier et déclarer les dysfonctionnements.
- Utiliser les méthodes et outils d'analyse des dysfonctionnements dans le domaine de la désinfection des endoscopes.
- Élaborer un outil de suivi d'un programme d'action.

Contenu de la formation

- Les différents endoscopes et les différents produits.
- Les différents processus de désinfection des endoscopes.
- Les principaux dysfonctionnements identifiés concernant la désinfection des endoscopes.
- La culture sécurité. Les notions de danger et risques.
- Les différents indicateurs de repérage des dysfonctionnements.

Méthodes pédagogiques

Méthodes actives et participatives avec exposés théoriques.
Une documentation pédagogique sera mise à disposition de chaque participant.

Évaluation

Une évaluation en fin de formation sous forme de questionnaire individuel permet de mesurer l'atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires. Un tour de table en début et fin de formation sera également effectué

Attestation du suivi de la formation

Cette formation donne lieu à la délivrance d'une attestation individuelle à son issue.

Public :

Tout personnel d'un établissement de santé

Aucun prérequis.

Durée : 1 journée de formation soit 7h

Tarif : sur devis, nous contacter

Délais d'accès : 1 mois sous réserve de disponibilités communes